



ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ Romexis_Viewer С ДИСКА

1. Вставьте диск в дисковод.
2. Запустить файл Romexis_viewer_win.exe
3. В открывшемся окне программы сверху поменяйте язык с English на Русский.
4. При первом запуске программы нажмите кнопку Установить.
5. Дождитесь установки программы.
6. В окне программы выберите ФИО пациента.
7. Нажмите клавишу - Запустить Viewer.