

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ I CAT Vision/EXAM Vision

1. Скачайте программу I Cat Vision.
2. Перенесите скачанный файл на рабочий стол компьютера.
3. Разархивируйте его в одноименный.
4. Зайдите в папку и запустите файл - Vision.exe.
5. Компьютер предложит принять лицензию I Cat.
 - Принимаем
 - Если компьютер предложит обновить программу I Cat Vision кликаем «НЕТ», установиться последняя версия
6. Далее следуйте по инструкции
«ЗАПУСК ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ
I Cat Vision/Exam Vision»